



逗点生物  
biocomma.com



# Copure® QuEChERS 萃取盐

为第三方检测机构节省成本



# Copure® QuEChERS 萃取盐

Copure® QuEChERS预混萃取盐，适合多种QuEChERS标准，可用于农药多残留检测。

## 产品优势

- 优化的预混配方，使用更灵活。
- 提供易撕袋和瓶装（相当于150次萃取）两种包装
- 适合AOAC 2007, EN 15662, GB23200.113等标准。

## 订购信息

AOAC 2007.01方法：

货号	产品	萃取盐配方	包装
COQP6150	萃取盐包	6 g MgSO <sub>4</sub>	50 包/盒
COQS6150	瓶装萃取盐（约150次）	1.5 g NaOAc	1 kg/瓶

EN 15662方法：

货号	产品	萃取盐配方	包装
COQP4115	萃取盐包	4 g MgSO <sub>4</sub> 1 g NaCl	50 包/盒
COQS4115	瓶装萃取盐（约150次）	1 g 柠檬酸钠 0.5 g 柠檬酸氢二钠	1 kg/瓶

早期方法：

货号	产品	萃取盐配方	包装
COQP4100	萃取盐包	4 g MgSO <sub>4</sub> 1 g NaCl	50 包/盒
COQS4100	瓶装萃取盐（约150次）		1 kg/瓶



萃取盐包

瓶装萃取盐



深圳逗点生物技术有限公司  
BIOCOMMA LIMITED

地址：深圳市龙岗区布吉街道甘李六路12号中海信创新产业城12栋1楼  
邮编：518114  
电话：0755-25498787；传真：0755-25498726  
网址：www.biocomma.cn  
Email: info@biocomma.com



技术支持微信号



逗点生物官方公众号

扫一扫，添加技术支持微信号，  
随时为您提供专业的解答。