



磷酸盐缓冲液

Phosphate Buffered Saline

biocomma® 磷酸盐缓冲液 (PBS)，
经 0.1 μ m 过滤除菌，可直接使用，
适用于各种细胞培养应用，如解离前
清洗细胞、细胞稀释和制备试剂等，
能够提供相对稳定的离子环境和 pH
缓冲能力，是生物学中经常使用的缓
冲盐溶液。

产品信息：

PBS, pH 7.4

0.1 μ m 过滤除菌

不含钙、镁

储存条件：室温



订购信息：

货号	描述	包装
PBS-C500	磷酸盐缓冲液 (pH 7.4) 1 \times	500mL
PBS-C500-1	磷酸盐缓冲液 (pH 7.4) 1 \times	10 \times 500mL
PBS-C510	磷酸盐缓冲液 (pH 7.4) 10 \times	500mL
PBS-C510-1	磷酸盐缓冲液 (pH 7.4) 10 \times	10 \times 500mL
PBS-C520	磷酸盐缓冲液 (pH 7.4) 20 \times	500mL
PBS-C520-1	磷酸盐缓冲液 (pH 7.4) 20 \times	10 \times 500mL

仅用于科研使用，不用于诊断和治疗

想要了解更多产品详情，请关注我们或直接访问 www.commashop.cn



逗点商城
逗点生物官方直营



逗点生物
官方微信公众号