

biocomma[®]




斑斓缤纷的预染色彩 预染蛋白质Marker


- 宽广的分子量范围
- 人性化的色彩设计
- 精准的指示位置
- 个性化订制
- 清晰的条带示踪

有紫/黄/红/橘/绿/蓝色的预染色蛋白条带可供选择，
逗点生物预染蛋白质Marker，为您的实验保驾护航。


产品支持常温运输，-20℃冻存效期长达2年以上。



PMK01



PMK02



PMK03

预染蛋白质Marker产品订购指南

产品名称	描述	货号	包装
预染标准蛋白Marker (8-180kDa)	8(绿色)、17、25、33、43、55、72(橙红色)、 100、130、180kDa	PMK01-01	250μL/管
		PMK01-05	5×250μL/管
预染标准蛋白Marker (2.6-40kDa)	2.6、4.2、7、10(绿色)、15、20、25、 30、40(橙红色)kDa	PMK02-01	250μL/管
		PMK02-05	5×250μL/管
预染标准蛋白Marker (10-250kDa)	10、15、20、25(绿色)、30、40、50、72 (橙红色)、100、130、250kDa	PMK03-01	250μL/管
		PMK03-05	5×250μL/管



深圳逗点生物技术有限公司

深圳市龙岗区吉华街道甘李工业园甘李六路12号中海信创新产业城12栋101-106

Add.: 101-106, Bldg. 12, Zhonghaixin Industrial Park, Ganli 6th Rd.,
Jihua St., Longgang Dist., Shenzhen, China 518114

☎ 86(755)-25498787

🌐 www.biocomma.com

✉ info@biocomma.com



逗点生物公众号