

H16GM

台式高速离心机

台式高速离心机广泛应用于**临床医学、生物化学、基因工程、免疫学**等领域。

是各级医院、科研单位、高等院校用于离心分离的仪器，可以高速离心样品，又能大容量分离样品。

可搭配13款转子，亦可选配多款适配器，一机多用。



特点

- 微机控制，直流无刷电机驱动，运行稳定、噪音低、提供舒适的实验室环境；
- 触摸面板及实体按键双操作模式，可编程操作，主机运行参数可根据需求设置且自动存储；
- 特殊组合减震装置，使电机平稳运行安全可靠，防止样品重悬，实现优异离心效果；
- 具备超速、超温、不平衡、欠压、过压等多种预警功能；
- 采用硅橡胶整体密封圈（欧盟RoHS 2015/863），可避免气溶胶外溢，充分保证工作人员及实验室环境的安全；
- 10档加速及10档减速速率控制，可存储20组用户自定义程序，方便调用常用程序，开机为上次使用程序；
- 采用静音机电一体化电机门锁，使用方便，只需轻轻合门盖，即会触发门锁系统，将门盖安全锁定。

产品参数

产品名称	台式高速离心机
产品型号	H16GM
最高转速(r/min)	16500
最大离心力($\times g$)	18780
最大容量	4 \times 100ml
定时范围	1-99h59min
运行程序	20个
总功率	500w
噪 音	≤ 60 dB
电 源	AC220V 50Hz
重 量	35kg
外形尺寸	550 \times 440 \times 330mm

转子参数

H16GM	容量	转速(r/min)	离心力($\times g$)
角转子	12 \times 1.5/2.0ml	16500	18780
	18 \times 1.5/2.0ml	15000	18111
	24 \times 1.5/2.0ml	14000	18220
	10 \times 5ml	13500	12570
	12 \times 10ml/5ml	12000	13820
	8 \times 15ml尖底	12000	14830
	8 \times 15ml圆底	12000	14830
	6 \times 50ml尖底	11000	12700
	6 \times 50ml圆底	11000	11610
	6 \times 50ml通孔	6000	3670
水平转子	12 \times 10ml	4000	2360
	4 \times 100ml	4000	2490
酶标板转子	2 \times 2 \times 48孔	3000	1120

货号	描述	包装
H16GM	台式高速离心机、转速16500	1台/箱
H16CM	台式高速冷冻离心机、转速16000	1台/箱
DTZ5	低速自动平衡离心机、转速5000	1台/箱