

全自动 均质仪



HN-32 全自动均质仪是一款可实现高通量研磨、多任务操作的全自动均质设备，一次可最高处理 32 个样品，具备处理通量高、样品残留低、安全性高等优势，广泛应用于食品安全、生命科学、生态环境等领域。

● **自动化:**

从均质处理到刀头清洗实现全自动化，避免人为操作可能造成的误差；

● **高通量:**

一次最多可实现 32 位样品的均质处理；

● **高效清洗:**

多种清洗方式自由组合，有效避免样品间交叉污染；

● **可视化:**

图形可视化显示，无需专业培训即可轻松使用仪器；

● **灵活性:**

可根据试剂需要选配不同规格样品管架，样本管架灵活更换；

● **防污染:**

全密闭设计，主动排风，有效减少有机溶剂挥发对实验室的空气污染；

● **安全性:**

如遇异常情况将停机并开启自动报警，确保仪器使用的安全性。

产品名称

全自动样品处理系统

仪器型号	HN-32
样本通量	1~32
样品管体积	10ml ~ 200mL
均质速度	3000-25000 rpm
工作环境温度	10 - 40 °C
湿度	20 - 80 %
可选管架规格	200mL*8孔、100mL*16孔、50mL*16孔、15mL*32孔
机械刀头规格	10×108mm、19×204mm
刀头清洗方式	机溶剂、水和超声波清洗
仪器安全	差速报警、样品过载或马达过热报警
操作界面	触摸屏嵌入式一体化操作
程序管理	图形化界面，可编辑并储存上百条程序，包括均质速度、时间、清洗模式等
电源	A.C 200-240 V, 50/60 Hz
仪器尺寸	50*36*80cm
重量	36kg

货号

描述

包装

HN-32	全自动均质仪	1台/箱
HN-3201	10×108mm机械刀头	1件/盒
HN-3202	19×204mm 机械刀头	1件/盒
HN-3203	200mL*8孔样品管架	1件/箱
HN-3204	100mL*16样品管架	1件/箱
HN-3205	50mL*16孔样品管架	1件/箱
HN-3206	15mL*32孔样品管架	1件/箱