


BH16

台式高速离心机

BH16台式高速离心机具有转速稳定,承载容量较大,噪音较小等特点,可广泛应用于临床医学、生物化学免疫学等领域,是实验室中用于离心沉淀的常规仪器,可搭配 11款转子,亦可选配多种适配器,一机多用。

运行高效
智能 安全



仪器特点

- 智能:采用3.5寸彩屏显示,支持瞬时离心,同屏显示转速、离心力、时间、升降速档位等,运行中可随时更改参数,无需停机。
- 稳定:采用独有的八边形腔体连接,整体结构厚实可靠,腔体外设计自动通风循环系统,电路板全部悬挂,具有很好的防潮效果。
- 耐腐蚀:离心腔采用优质不锈钢材料,并镀有特殊抗腐蚀涂层,具有极好的耐腐蚀作用,经久耐用。
- 安全:设有开盖保护、超速、超温、不平衡等多种保护功能,故障自动报警功能,使用稳定可靠。

技术参数

最高转速	16600r/min
最大相对离心力	26480xg
定时范围	0~99min59s
转速精度	±10r/min
加/减速率	0~9档
电机	变频无刷电机
电源	AC 220V 50Hz 10A
整机噪音	≤55dB
重量(不含转头)	33Kg
外形尺寸(LxWxH)	500x360x330mm

适配转子

序号	转子类型	容量	最高转速r/min	最大离心力xg	备注
NO.1	角转子	12×1.5mL	16600	18946	
NO.2	角转子	24x1.5/2.2mL	16500	26480	可配0.2/0.5mL适配器
NO.3	角转子	36x1.5mL	14000	19721	
NO.4	角转子	12x10mL	13000	16910	
NO.5	角转子	12x5mL	14500	16278	
NO.6	角转子	12x15mL	11000	14339	
NO.7.1	角转子	6x50mL圆底	11000	14205	圆底/尖底
NO.7.2	角转子	6x50mL尖底	10000	11739	可配6x15mL适配器
NO.8	角转子	4x100mL	9000	9961	可配6x15mL适配器



24x1.5mL



12x10mL



12x15mL



6x50mL

订购信息

货号	描述	包装
BH16	台式高速离心机	1台/箱

