

# BD90全自动培养基分装仪

主要用于平皿培养基的无菌分装制备

一次上  
378个平皿

快速分装  
300皿/小时



## 应用领域：

食品、环境、药物分析和水质检测时，平皿培养基的自动分装



## 产品特点：

- 一体化程序控制，运行过程中无需人工干预，一次最多可上样378个平皿
- 高精度蠕动泵，可精准定量、快速分装(300皿/小时)
- 吸盘揭盖设计，运行平稳，可靠性高
- 多工位设计，培养基分装、平皿码放堆叠同时进行，稳定高效
- 设备内置紫外灯，降低培养基污染风险，工位转盘可拆卸，方便清洁
- 配置有高压蒸汽灭菌器，可对培养基进行高压高温灭菌、恒温分装

## 技术参数

仪器名称	全自动培养基分装仪
型号	BD90
适配平皿规格	90mm
最大平皿容量	378个
分装速度	300皿/小时
分装范围	5-50mL
分装精度	30mL:±2%
控制方式	智能软件控制
电源	A.C 220V、50Hz, 500W
尺寸(长*宽*高)	650mm*510mm*830mm
重量	45KG

## 订货信息：

货号	描述	包装
BD90	BD90全自动培养基分装仪(含高压蒸汽灭菌器)	1台/箱