


BP96A

# 样品前处理系统

BP96A样品前处理系统可以一步完成96个样品的精准微量移液，体积小、功能全面、操作简便，适用于实验室工作台、通风橱、超净台和生物安全柜等场景。

## 仪器特点

- 可一次性完成 96 孔板的移液操作
- 多种规格移液头可选，个性化配置，满足各种实验需求
- 自动快速更换吸头，双重密封设计，保证移液精准性
- 体积小，适用于超净工作台、安全柜等
- 智能程序控制，可存储多组程序，操作简单
- 96通道移液、相比传统手动排枪速度提升12倍



## 技术参数

| 仪器名称          | 样品前处理系统（全自动）                   | 样品前处理系统（手动）      |
|---------------|--------------------------------|------------------|
| 仪器型号          | BP96A                          | BP96M            |
| 通道数           | 96                             |                  |
| 体积增量          | 0.01μL                         |                  |
| 移液参数          | 精确性 < 1.5%，准确性 < 1.0%          |                  |
| 移液技术          | 气体活塞式                          |                  |
| 孔板板位          | 标配5板位（可定制3~6板位）                | 4板位              |
| 可选移液头         | 标配5~200μL（可定制0.5~20μL）         | 0.5~20μL；5~200μL |
| 运动精度          | ±0.01mm                        | /                |
| 控制器           | 触摸屏                            | /                |
| 软件            | ZWorks 自动控制软件，可提供 Api 接口       | /                |
| 软件接口          | USB,RS-232串行接口                 | /                |
| 电源            | A.C 100~240VAC±10 %,50/60Hz    | /                |
| 工作环境          | 工作环境温度：5~40° C；相对湿度：10~90%，不凝结 |                  |
| 所需生物安全柜长度     | 100cm                          | 32cm             |
| 尺寸（长 x 宽 x 高） | 5板位：75cm*25cm*46cm             | 32cm*45cm*39cm   |

## 订购信息：

| 货号          | 描述              | 包装    |
|-------------|-----------------|-------|
| BP96A-5-200 | 样品前处理系统（全自动）    | 1台/箱  |
| BP96M       | 样品前处理系统（手动）     | 1台/箱  |
| TIP200-LS-C | 带滤芯吸头（5~200μL）  | 96支/盒 |
| TIP20-CX    | 带滤芯吸头（0.5~20μL） | 96支/盒 |



逗点商城  
逗点生物官方直营



逗点生物  
官方微信公众账号

想要了解更多产品详情，请关注我们或直接访问[www.commashop.cn](http://www.commashop.cn)