

HN-08

拍击式均质器

拍击式均质器是用来将不同的样品进行均质的仪器，只需将样品和稀释液加入到无菌的过滤器样品袋中，然后将样品袋放入均质器中完成均质处理。

该装置可以有效地分离被包含在固体样品内部和表面的微生物样品，确保无菌袋中混合的样品具有充分的代表性。

仪器特点

- 操作简便，运行噪音低；
- 均质时间、速度可调节，可编程控制，可储存8组工作程序；
- 拍击板间隙可调，使处理不同的样品达到较好的均质效果；
- 钢化玻璃窗口易于观察，可拆卸的视窗易于清洗；
- 样品与均质器无接触，有效避免样品间的交叉污染；
- 设计有误操作自动停止开盖，保障操作人员的安全。



●✓ 应用领域

广泛应用于食品检测机构、大中专院校、科研机构环境检测机构等领域。具体还用于微生物检测、农残、试验前处理中蔬菜、水果、水产品等均质试验。

●✓ 技术参数

仪器名称	拍击式均质器
仪器型号	HN-08
拍击速度	3-12次/秒
定时范围	0.1-99h59min59s或连续运转
有效容积	3-400mL
无菌袋尺寸	17*30cm
拍击间距	0-50mm可调
控制面板	微电脑触摸屏；可编程操作
程序储存	8组
灭菌功能	UV紫外灭菌灯
电源	A.C 220V , 50/60Hz 200W
外形尺寸（长*宽*高）	420*230*330mm
仪器重量	19KG

订购信息：

货号	描述	包装
HN-08	拍击式均质器	1台/箱

想要了解更多产品详情，请关注我们或直接访问www.commashop.cn



逗点商城
逗点生物官方直营



逗点生物
官方微信公众号