

保存管



- 防漏测试严格执行BS EN 14254和BS 5213标准
- 多种规格可供选择，可定制不同颜色的管帽
- 无菌和非无菌两种类型可选
- 低温储存管，可反复冻融
- 防碎，耐低温



订购信息：

货号	描述	包装
SC005-TS	平底冻存管，0.5mL，无菌，透明盖	500个/包
SC015-T	平底冻存管，1.5mL，无菌，透明盖	500个/包
SC020-YS	平底冻存管，2.0mL，无菌，黄色盖	500个/包
SC015-BR-S	平底冻存管，1.5mL，无菌，棕色	500个/包
SC015-T-CO-S	锥底冻存管，1.5mL，无菌，透明盖	500个/包
SC020-T-CO-S	锥底冻存管，2.0mL，无菌，透明盖	500个/包
SC015-BR-CO-S	锥底冻存管，1.5mL，无菌，棕色	500个/包
SC050-RS	平底冻存管，5mL，无菌	100个/包
HC001-FY-S	六角冻存管，5mL，无菌	300个/包
SC070-T-S	平底冻存管，7mL，无菌	300个/包
HC001-300-S	平底保存管，5mL，无菌	300个/包
HC002-300-S	平底保存管，10mL，无菌	300个/包
HC003-300-S	平底保存管，30mL，无菌	300个/包

想要了解更多产品详情，请关注我们或直接访问www.commashop.cn



逗点商城
逗点生物官方直营



逗点生物
官方微信公众号