

多肽脱盐离心柱

biocomma® 多肽脱盐离心柱为即用型离心柱，能够对酶消解后的多肽样品进行高效脱盐，每根离心柱内的 C18 疏水树脂可为肽样品提供高结合力和高回收率，适用于质谱法和其他方法的肽样品制备。

产品应用

- 蛋白酶切后肽的纯化
- 肽样品浓缩和脱盐
- MALDI 肽分析的样品制备
- 蛋白质组学工作流程中的样品处理



灵敏度高： 对多种污染物具有去除效果，可显著减少信号抑制并提高质谱灵敏度；
稳健： 离心柱形式，适配多种常见的2 mL柱管；
无死腔体积： 适用于多种上样体积和浓度，搭配离心机快速脱盐；
高结合能力： 特殊疏水C18树脂可实现高回收率。

订购信息：

货号	描述	包装
004401	离心式C18脱盐柱，800μL，10 mg	25支/盒



逗点商城
逗点生物官方直营

想要了解更多产品详情，请关注我们或直接访问 www.commashop.cn