

产品货号	产品说明	包装规格
耐高温组培封口膜		
SF1616	耐高温组培封口膜	50 张 / 包
SF1616R	耐高温组培封口膜	500 张 / 盒
一次性无菌接种环		
JZH001	1μL 一次性无菌接种环，单支无菌包装，环氧乙烷灭菌	100 支 / 包
JZH005	5μL 一次性无菌接种环，单支无菌包装，环氧乙烷灭菌	100 支 / 包
JZH002	10μL 一次性无菌接种环，单支无菌包装，环氧乙烷灭菌	100 支 / 包
TMB002	L 型涂抹棒	10 支 / 包
格栅膜		
GM001	MCE 格栅膜，单独包装，无菌，白膜黑格，直径 47mm，孔径 0.22μm，水系	100 片 / 盒
GM002	MCE 格栅膜，单独包装，灭菌，白膜黑格，直径 47mm，孔径 0.45μm，水系	100 片 / 盒
GM101	MCE 格栅膜，连续包装，无菌，白膜黑格，直径 47mm，孔径 0.22μm，水系	150 片 / 盒
GM102	MCE 格栅膜，连续包装，灭菌，白膜黑格，直径 47mm，孔径 0.45μm，水系	150 片 / 盒
无菌水样采集袋 / 均质袋		
BCWCB001	无菌水样采集袋 500mL，辐照灭菌	10 个 / 包
BCWCB012	宽口无菌水样采集袋 500mL，辐照灭菌	10 个 / 包
BCWCB002	无菌水样采集袋 200/250mL，辐照灭菌	10 个 / 包
BCWCB003	带压条 无菌采样袋，均质袋 20×32cm，辐照灭菌	100 个 / 包
BCWCB004	立式带压条 无菌采样袋、均质袋 20×32cm，辐照灭菌	100 个 / 包
BCWCB005	不带压条平口 无菌采样袋、均质袋 20×32cm，辐照灭菌	100 个 / 包
BCWCB008	立式带压条 无菌采样袋 40×50cm，辐照灭菌	50 个 / 包
BCWCB009	带铁丝 无菌采样袋 30×18cm，辐照灭菌	50 个 / 包
BCWCB010	带侧边滤膜 无菌均质袋 300×195mm，辐照灭菌	25 个 / 包
表面涂抹采样管		
CY001	表面涂抹采样管，生理盐水款	3mL/ 支， 50 支 / 盒
瓷珠菌种保存管		
JZBC001	菌种保存、复苏和运输	81 支 / 盒
革兰氏染色液试剂盒		
GS020.1	革兰氏染色液试剂盒	4×10mL/ 盒
GS020.2	革兰氏染色液试剂盒	4×20mL/ 盒



BRAND PROFILE

品牌简介



Aiculture® 是国际化的品牌，在新加坡和深圳，两地经营。

Aiculture® 的品牌使命是：让微生物检测更省时。

我们在培养基制造中引入制药 GMP 管理体系，不断提高产品质量。

我们通过提供方便快捷的培养基和无菌耗材，提高微生物检测效率，节约检测专家的时间。

他们用来配制培养基的时间，可以做更有价值的事情。

深圳制造·服务全球·支持定制



逗点生物公众号



逗点商城



逗点 1688



逗点 震坤行



逗点 京东



逗点 百度爱采购

深圳逗点生物技术有限公司

Biocomma Limited

地址：深圳市龙岗区吉华街道甘坑社区甘李六路 12 号中海信创新产业城 12 栋 14 楼 1401-1406

TEL: 400-878-7248 WEB: www.biocomma.cn EMAIL: info@biocomma.com

AI-YD-01-002CH



更快·更好·更可靠
Faster & Purer & Safer



药典培养基产品目录

Aiculture® 药典培养基是逗点生物自主研发符合法规标准的培养基，涵盖无菌检查、微生物限度检查、微生态活菌制品杂菌检查等多个关键应用场景，为制药、检测等行业的质量控制与管理提供可靠且有力的支持。

逗点商城
机构客户服务商城
www.commashop.cn

400-878-7248

COMPANY PROFILE

企业简介



逗点生物 (Biocomma) 成立于 2006 年，总部位于深圳，在惠州有 1 个综合产业园。

逗点生物立足于材料技术，拥有先进的研发和制造能力，聚焦生命科学产业链上游，跨界生产核心、刚需、关键的配件、试剂和耗材。核心产品覆盖滤芯及过滤耗材、核酸纯化及 oligo 合成耗材、色谱质谱耗材、细胞和生物工艺耗材 / 试剂、微生物培养基 / 耗材、植物组织培养基 / 耗材、瓶装缓冲液等多个品类，业务遍布 50 多个国家和地区。逗点生物是您富有洞见的合作伙伴，创新提供更快、更好、更可靠的产品，助力行业进步，努力让世界更健康，更安全。

Aiculture® 药典培养基是逗点生物自主研发符合法规标准的培养基，涵盖无菌检查、微生物限度检查、微生态活菌制品杂菌检查等多个关键应用场景，为制药、检测等行业的质量控制与管理提供可靠且有力的支持。

2006年

19年发展创新

3+4

3大技术平台+4个研发中心

800m²

独立实验中心

5000+


合作客户

20000+m²

GMP生产车间

60000m²

生产面积



药典培养基

Aiculture® 药典培养基是依据各药典标准（如中国药典、美国药典、欧洲药典）自主研发的微生物培养基，适用于无菌检查、微生物限度检查、细菌生化反应、环境监测等多个关键应用场景，为制药、检测等行业的质量控制与管理提供可靠且有力的支持。

- 产品优势**
- 严格质控：**采用高品质原料，严格把控生产过程，确保培养基性能稳定
 - 全程溯源：**从原料采购到出厂检测，确保每批次产品的可追溯性
 - 合规保障：**支持药企审计及监管部门的质量检查需求
 - 严格验证：**符合各药典的微生物检测相关的适用性、选择性和灵敏度验证标准
 - 多种规格：**提供实验室常用瓶装（250g/ 瓶）和产业化常用大包装（≥ 10kg）多种规格，满足不同规模的使用需求



订购信息：

产品货号	产品说明	包装规格
硫乙醇酸盐流体培养基（FTM） Fluid Thioglycollate Medium 用于药品、生物制品等的无菌检查，用于需氧菌和厌氧菌的培养。		
GF601	硫乙醇酸盐流体培养基（FTM）	250g/ 瓶
GF601-10kg	硫乙醇酸盐流体培养基（FTM）	10kg/ 桶
胰酪大豆胨液体培养基（TSB） Trypticase Soy Broth 用于真菌和需氧菌的培养及其他用途。		
GF604	胰酪大豆胨液体培养基（TSB）	250g/ 瓶
GF604-10kg	胰酪大豆胨液体培养基（TSB）	10kg/ 桶
胰酪大豆琼脂培养基（TSA） Trypticase Soy Agar 用于真菌和需氧菌的培养及其他用途。		
GF605	胰酪大豆琼脂培养基（TSA）	250g/ 瓶
GF605-10kg	胰酪大豆琼脂培养基（TSA）	10kg/ 桶
沙氏葡萄糖液体培养基（SDB） Sabouraud Dextrose Broth 用于霉菌和酵母菌的培养。		
GF606	沙氏葡萄糖液体培养基（SDB）	250g/ 瓶
沙氏葡萄糖琼脂培养基（SDA） Sabouraud Dextrose Agar 用于测定霉菌和酵母菌总数。		
GF607	沙氏葡萄糖琼脂培养基（SDA）	250g/ 瓶
马铃薯葡萄糖琼脂培养基（PDA） Potato Dextrose Agar 用于真菌、酵母菌的检验。		
GF608	马铃薯葡萄糖琼脂培养基（PDA）	250g/ 瓶

产品货号	产品说明	包装规格
0.5% 葡萄糖肉汤培养基 0.5% Dextrose Broth 用于硫酸链霉素等抗生素的无菌检查。		
GF609	0.5% 葡萄糖肉汤培养基	250g/ 瓶
0.1% 蛋白胨水溶液 0.1% Peptone Water 可作为供试品稀释液、冲洗液。		
GF602	0.1% 蛋白胨水溶液	250g/ 瓶
pH7.0 氯化钠 - 蛋白胨缓冲液 Sodium Chloride Peptone Buffer, pH 7.0 可作为供试品稀释液。		
GF603	pH7.0 氯化钠 - 蛋白胨缓冲液	250g/ 瓶
磷酸盐缓冲液（pH7.2） Phosphate Buffer Solution 用作样品的稀释液。		
GF610	磷酸盐缓冲液（pH7.2）	250g/ 瓶
肠道菌增菌液体培养基（EE） Enterobacteria Enrichment Broth 用于耐胆盐革兰阴性菌的增菌培养。		
GF614	肠道菌增菌液体培养基（EE）	250g/ 瓶
紫红胆盐葡萄糖琼脂培养基 Violet Red Bile Glucose Agar 用于耐胆盐革兰阴性菌的分离培养。		
GF615	紫红胆盐葡萄糖琼脂培养基	250g/ 瓶
麦康凯液体培养基 MacConkey Broth 用于肠道致病菌选择性增菌培养。		
GF616	麦康凯液体培养基	250g/ 瓶
麦康凯琼脂培养基 MacConkey Agar 用于肠道致病菌选择性分离培养。		
GF617	麦康凯琼脂培养基	250g/ 瓶
RV 沙门菌增菌液体培养基 Rappaport-Vassiliadis Broth 用于沙门氏菌选择性增菌培养。		
GF618	RV 沙门菌增菌液体培养基	250g/ 瓶
木糖赖氨酸脱氧胆酸盐琼脂培养基（XLD） Xylose Lysine Desoxycholate Agar 用于沙门菌选择性分离培养。		
GF619	木糖赖氨酸脱氧胆酸盐琼脂培养基（XLD）	250g/ 瓶
溴化十六烷基三甲铵琼脂培养基 Cetrimide Agar 用于药品中铜绿假单胞菌的选择性分离培养。		
GF621	溴化十六烷基三甲铵琼脂培养基	250g/ 瓶
甘露醇氯化钠琼脂培养基 Mannitol Salt Agar 用于金黄色葡萄球菌选择性分离培养。		
GF622	甘露醇氯化钠琼脂培养基	250g/ 瓶
梭菌增菌培养基 Reinforced Medium for Clostridia 用于梭菌增菌培养。		
GF623	梭菌增菌培养基	250g/ 瓶

产品货号	产品说明	包装规格
哥伦比亚琼脂培养基 Columbia Agar 用于检定梭菌。		
GF624	哥伦比亚琼脂培养基	250g/ 瓶
念珠菌显色培养基 Chromogenic Candida Agar 用于念珠菌的分离和检测。		
GF625A	念珠菌显色培养基	1000 mL （47.7 g） / 瓶
改良马丁琼脂培养基 Martin Agar Medium, Modified 用于生物制品无菌试验，检查霉菌和酵母菌。		
GF629	改良马丁琼脂培养基	250g/ 瓶
营养肉汤培养基 Nutrient Broth 用于一般细菌增菌培养。		
GF630	营养肉汤培养基	250g/ 瓶
营养琼脂培养基（NA） Nutrient Agar 用于一般细菌培养。		
GF631	营养琼脂培养基（NA）	250g/ 瓶
曙红亚甲基蓝琼脂培养基（EMB） Eosin-Methylene Blue Agar 弱选择性培养基，用于分离肠道致病菌，特别是大肠埃希氏菌。		
GF645	曙红亚甲基蓝琼脂培养基（EMB）	250g/ 瓶
沙门、志贺菌属琼脂培养基（SS） Salmonella-Shigella Agar 用于沙门氏菌和志贺氏菌菌属分离。		
GF649	沙门、志贺菌属琼脂培养基（SS）	250g/ 瓶
7.5% 氯化钠肉汤 7.5% Sodium Chloride Broth 用于金黄色葡萄球菌增菌。		
GF650	7.5% 氯化钠肉汤	250g/ 瓶
三糖铁琼脂培养基（TSI） Triple Sugar Iron Agar 用于初步鉴别肠杆菌科细菌对糖类的发酵反应和产生硫化氢试验。		
GF620	三糖铁琼脂培养基 (TSI)	250g/ 瓶
氨基酸脱羧酶试验培养基基础 Decarboxylase Medium Base 用于鉴别细菌的脱羧酶、双水解酶试验。		
GF651	氨基酸脱羧酶试验培养基基础	250g/ 瓶
丙二酸钠培养基 Sodium Malonate Medium 用于鉴别细菌能否利用丙二酸钠作为碳源而生长繁殖。		
GF652	丙二酸钠培养基	250g/ 瓶
半固体营养琼脂培养基 Semi-solid Nutrient Agar 用于细菌动力观察、菌种保存。		
GF653	半固体营养琼脂培养基	250g/ 瓶
R2A 琼脂培养基 R2A Agar 用于水中细菌总数测定。		
GF613	R2A 琼脂培养基	250g/ 瓶

产品货号	产品说明	包装规格
支原体半流体培养基 Mycoplasma Semi-fluid Medium 用于生物制品支原体检查。		
GF646	支原体半流体培养基	250g/ 瓶
支原体琼脂培养基 Mycoplasma Agar Medium 用于支原体分离和培养。		
GF647	支原体琼脂培养基	250g/ 瓶
支原体肉汤培养基 Mycoplasma Broth Medium 用于生物制品无菌试验，检查支原体。		
GF648	支原体肉汤培养基	250g/ 瓶
洋葱伯克霍尔德菌选择性琼脂基础 Burkholderia Cepacia Selective Agar Base 用于洋葱伯克霍尔德菌群的选择性分离。		
GF654	洋葱伯克霍尔德菌选择性琼脂基础	250g/ 瓶
BCC 培养基基础 BCC Medium Base 用于洋葱伯克霍尔德菌的选择性分离。		
GF654	BCC 培养基基础	250g/ 瓶

实验室耗材

一次性无菌塑料培养皿

逗点生物一次性无菌塑料培养皿采用优良聚苯乙烯材质，培养皿透明度高，平整光滑，多种规格可供选择。适用于食品、药品、化妆品等行业的微生物的细菌培养实验。



特点

- 采用优良聚苯乙烯材质，透明度高
- 经环氧乙烷灭菌
- 产品厚度均匀，皿底平整光洁，便于实验观察
- 堆叠设计使叠放和存储更加容易
- 密封防尘塑袋包装，防止污染，有效保护培养皿光学表面
- 规格齐全，可以满足客户多种需求

订购信息

产品编号	产品说明	规格
PYM005	90mm×15mm 环氧乙烷灭菌	20 皿 / 包 (25 包 / 箱)
PYM008	90mm×15mm 辐照灭菌	20 皿 / 包 (25 包 / 箱)

订购信息（其他耗材）：

产品货号	产品说明	包装规格
细菌培养锥形瓶		
24001	125mL 细菌培养锥形瓶（平底）	24 包 / 箱
24003	250mL 细菌培养锥形瓶（平底）	12 包 / 箱
24005	500mL 细菌培养锥形瓶（平底）	12 包 / 箱
24007	1000mL 细菌培养锥形瓶（平底）	12 包 / 箱

