



无菌无酶无热原耗材

逗点生物提供细胞培养时使用的配套产品，包括无菌、无酶、无热原的三角摇瓶、方形培养基瓶、细胞培养瓶、细胞培养皿及细胞培养板等产品。

无菌无酶无热原耗材

逗点生物提供细胞培养时使用的配套产品，包括无菌、无酶、无热原的三角摇瓶、方形培养基瓶、细胞培养瓶、细胞培养皿及细胞培养板等产品。



三角培养摇瓶

逗点生物三角培养摇瓶无菌、无酶、无热原，瓶身和盖子均可以灭菌使用，适用于培养对氧气要求较高的细胞系，也可用于悬浮液中培养细菌、真菌和动植物细胞。

特点

- 瓶身采用医用聚碳酸酯 PC 材质，符合 USP Class VI 要求，透明度高，抗冲击力强，抗氧化，可耐高温 121℃
- 外壁刻度清晰准确，便于观察培养基容量
- 透气盖内覆 0.22 μm PTFE 透气膜，阻菌透气，防止微生物污染
- 无菌、无酶、无热原、无析出
- 可提供标准的密封盖或透气盖
- 适合小试工艺开发、逐级放大等培养阶段
- 国产，供货稳定，控制成本
- 射线灭菌，独立无菌包装，简单易用
- 按照 GMP 标准生产，无人员接触，产品一致性好



无菌液体试剂

平价即用型缓冲液
及细胞粉末

工程菌培养基及其耗材

核酸纯化耗材及试剂

无菌无酶无热原耗材


Spin-X® 微孔过滤耗材

筛板过滤耗材

样本储存和收集

Oligo 合成工具

125mL、250mL、500mL、1L 三角培养摇瓶



2L、3L 三角培养摇瓶




订购信息

货号	产品描述	盖子类型	瓶底	包装规格
23103	125mL 三角摇瓶	透气盖	平底	1 个 / 包，24 包 / 箱
23104	125mL 三角摇瓶	密封盖	平底	1 个 / 包，24 包 / 箱
23105	125mL 三角摇瓶	透气盖	凹底带挡板	1 个 / 包，24 包 / 箱
23106	125mL 三角摇瓶	密封盖	凹底带挡板	1 个 / 包，24 包 / 箱
23203	250mL 三角摇瓶	透气盖	平底	1 个 / 包，12 包 / 箱
23204	250mL 三角摇瓶	密封盖	平底	1 个 / 包，12 包 / 箱
23205	250mL 三角摇瓶	透气盖	凹底带挡板	1 个 / 包，12 包 / 箱
23206	250mL 三角摇瓶	密封盖	凹底带挡板	1 个 / 包，12 包 / 箱
23303	500mL 三角摇瓶	透气盖	平底	1 个 / 包，12 包 / 箱
23304	500mL 三角摇瓶	密封盖	平底	1 个 / 包，12 包 / 箱
23305	500mL 三角摇瓶	透气盖	凹底带挡板	1 个 / 包，12 包 / 箱
23306	500mL 三角摇瓶	密封盖	凹底带挡板	1 个 / 包，12 包 / 箱
23403	1L 三角摇瓶	透气盖	平底	1 个 / 包，12 包 / 箱

货号	产品描述	盖子类型	瓶底	包装规格
23404	1L 三角摇瓶	密封盖	平底	1 个 / 包，12 包 / 箱
23405	1L 三角摇瓶	透气盖	凹底带挡板	1 个 / 包，12 包 / 箱
23406	1L 三角摇瓶	密封盖	凹底带挡板	1 个 / 包，12 包 / 箱
23503	2L 三角摇瓶	透气盖	凹底带挡板	1 个 / 包，6 包 / 箱
23504	2L 三角摇瓶	密封盖	凹底带挡板	1 个 / 包，6 包 / 箱
23507	2L 三角摇瓶	透气盖	平底	1 个 / 包，6 包 / 箱
23508	2L 三角摇瓶	密封盖	平底	1 个 / 包，6 包 / 箱
23603	3L 三角摇瓶	透气盖	凹底带挡板	1 个 / 包，4 包 / 箱
23604	3L 三角摇瓶	密封盖	凹底带挡板	1 个 / 包，4 包 / 箱
23607	3L 三角摇瓶	透气盖	平底	1 个 / 包，4 包 / 箱
23608	3L 三角摇瓶	密封盖	平底	1 个 / 包，4 包 / 箱
23703	5L 三角摇瓶	透气盖	平底	1 个 / 包，4 包 / 箱
23704	5L 三角摇瓶	密封盖	平底	1 个 / 包，4 包 / 箱

多功能转移盖

用于培养基及细胞培养液的无菌转移



方形培养基瓶（血清瓶）

特点

- PET/PETG 材质，高透，无菌
- 质轻，防碎，可用于包装和运输液体培养基，缓冲液和血清
- 独特 T 型防漏设计与螺纹构造，使密封更加严密轻松
- Gamma 射线灭菌，无菌等级（SAL）达 10^{-6}
- 加厚瓶身，通透如玻璃，做工精美，刻度精准清晰，便于观察液体，方型瓶身 简约时尚，符合人体工程学，方便掌握，更加人性化
- 抗化学药品稳定性好，适用于液体颗粒度测试的样品采集，储存高洁净试剂、颗粒类标准物质和标准样品
- 十万级洁净车间生产加工，从原料到产品，执行严格的质量标准与检测，确保每个产品都符合当前生物学检测标准
- 经过严格的泄露测试，确保不漏液
- 制造材料无动物热原组分（ADCF）
- 适合空运



无菌液体试剂

平价即用型缓冲液
及细胞粉末

工程菌培养基及其耗材

核酸纯化耗材及试剂

无菌无酶无热原耗材

Spin-X® 微孔过滤耗材

筛板过滤耗材

样本储存和收集

Oligo 合成工具



产品应用

适用于试剂的储存或运输等，尤其适用于细胞培养基、细胞血清、无菌缓冲液等试剂的生产储存。



所有规格瓶盖通用，适用于市面上多数厂家。



注拉吹一次成型，确保产品密封性。



方形人体工学设计，方便抓握的同时也更节省空间。



生产采用进口设备，产品一致性好。

订购信息

货号	产品名称	容量	材质	长 /mm	宽 /mm	高 /mm	口径 /mm	包装规格
22101	50mL 方形瓶	50mL	PET	40	40	82	25	360 个 / 箱
22112	50mL 三角瓶	50mL	PET	30	30	106	28	240 个 / 箱
22210	125mL 方形瓶	125mL	PET	54	54	104	28	100 个 / 箱
22318	250mL 方形瓶	250mL	PET	59	59	146	28	72 个 / 箱
22410	500mL 方形瓶	500mL	PET	76	76	175	28	48 个 / 箱
22411	500mL 方形瓶	500mL	PETG	76	76	175	28	48 个 / 箱
22510	1L 方形瓶	1L	PET	92	92	216.5	28	48 个 / 箱
22511	1L 方形瓶	1L	PETG	92	92	216.5	28	48 个 / 箱

BRAND PROFILE

企业简介



逗点生物 (Biocomma) 成立于 2006 年，总部位于深圳，在惠州有 1 个综合产业园。

逗点生物立足于材料技术，拥有先进的研发和制造能力，聚焦生命科学产业链上游，跨界生产核心、刚需、关键的试剂和耗材。

核心产品覆盖滤芯及过滤耗材、核酸纯化及 oligo 合成耗材、色谱质谱耗材、细胞和生物工艺试剂 / 耗材、微生物培养基 / 耗材、植物组织培养基 / 耗材、瓶装缓冲液等多个品类，业务遍布 50 多个国家和地区。

深圳制造·服务全球·支持定制



逗点生物公众号



逗点商城



逗点 1688



逗点锐竞



逗点喀斯玛

HH-AE-01-003CH

深圳逗点生物技术有限公司

— Biocomma Limited —

地址：深圳市龙岗区吉华街道甘坑社区甘李六路 12 号中海信创新产业城 12 栋 14 楼 1401-1406

TEL: 400-878-7248 WEB: www.biocomma.cn EMAIL: info@biocomma.com