



《产业化的生命科学工具》

# 定制及OEM制造服务 分册

逗点生物在生命科学领域，聚焦于为工业客户提供核心刚需关键试剂和耗材，有多个研发平台，多个产业化平台，是全产业链平台型生产厂家。我们提供专业的试剂 / 耗材定制开发与 OEM 服务，灵活满足您独特的试剂 / 耗材需求。

# CONTENTS

## 目录

液体试剂定制及 OEM 服务 .....	147
缓冲液预混粉末定制及 OEM 服务 .....	149
干粉培养基定制及 OEM 服务 .....	150
精密注塑定制服务.....	151

# 01 液体试剂定制及 OEM 服务

## 液体试剂定制及 OEM 服务

逗点生物提供液体试剂定制及 OEM 服务，涵盖基础细胞培养基、细胞培养缓冲液、细胞培养试剂、高等级水、缓冲液等产品。我们可根据逗点的基础配方或客户提供的配方进行服务生产，帮助您：

- 提升 70% 的产品上市效率
- 降低 80% 的硬件投入
- 节省 90% 的生产管理成本

### 定制及 OEM 服务优势

- 稳定高质量：采用注射用水，结合先进工艺和 0.1 $\mu$ m 过滤技术，确保每批次产品质量稳定一致，内毒素含量极低
- 高性价比：以实惠的价格提供优质产品，助您显著降低生产成本
- 无忧服务：我们承担质量风险和生产管理成本，让您专注于核心业务，无后顾之忧
- 灵活定制：支持贴牌和配方定制服务，满足个性化需求，提升品牌价值，同时简化您的供应链管理
- 快速响应交付——成熟供应链体系，支持小批量试产到大规模订单，缩短上市周期

### 定制及 OEM 服务说明

1. 基于逗点生物标准配方选定；
2. 委托方明确成分的产品配方，具体详谈；
3. 委托方明确包装形式的产品定制，具体详谈

\* 请联系雷经理：18926533775。

产品形式和起订量：

类别	产品描述
基础细胞培养基	RPMI 1640 细胞培养基 (1X)
	DMEM 高糖细胞培养基 (1X)
	DMEM/F-12 (1:1) 细胞培养基 (1X)
细胞培养缓冲液	MEM 细胞培养基 (1X)
	磷酸盐缓冲液 (pH 7.4)
	DPBS 缓冲液 (pH 7.4) 不含钙、镁
	DPBS 缓冲液 (pH 7.4) 含钙、镁
细胞培养试剂	Hanks 缓冲液 (不含钙镁)
	胰蛋白酶-Hank's 溶液
	胰蛋白酶-PBS 溶液
	青霉素-链霉素溶液 (100 $\times$ , 双抗)
	青霉素-链霉素-两性霉素 B 溶液 (100 $\times$ , 三抗)
高等级水	人外周血淋巴细胞分离液
	DEPC 处理水
	无菌无酶水 无菌蒸馏水 细胞培养用注射用水



类别	产品描述
基础缓冲液	Tris-HCL 缓冲液 (pH 7.0) 1 $\times$
	Tris-HCL 缓冲液 (pH 9.0) 1 $\times$
	乙酸缓冲液 (pH 3.6) 1 $\times$
	50 mM EDTA 缓冲液 (pH 8.0)
	10% SDS 缓冲液
电泳缓冲液	TAE 缓冲液 1 $\times$
	Tris 甘氨酸电泳缓冲液 1 $\times$
	转膜缓冲液 1 $\times$
洗涤缓冲液	TRIS-MOPS 缓冲液 10 $\times$
	TRIS-MES 缓冲液 1 $\times$
	PBST 缓冲液 ((pH 7.4)
	TBS 缓冲液 ((pH 7.5)
抗原修复缓冲液	TBST 缓冲液 (pH 7.5)
	SSC 缓冲液 (pH 7.0)
	抗原修复缓冲液柠檬酸钠
样本保存缓冲液	抗原修复液 1 $\times$
	Tris-EDTA 缓冲液 1 $\times$
	SM 缓冲液
	溶菌酶缓冲液

## 定制包装和规格

产品包装	中性热封圈 客户提供标签 通用包装箱		客户提供热封圈 客户提供标签 通用包装箱		客户定制热封圈 客户定制标签 通用包装箱		客户定制热封圈 客户定制标签 包装箱	
可选规格	5mL	50mL	100mL	200mL	500mL	1000mL		
包装规格	5mL / 支 2000 支 / 箱	50mL / 瓶 80 瓶 / 箱	100mL / 瓶 20 瓶 / 箱 100 瓶 / 箱	200mL / 瓶 20 瓶 / 箱	500mL / 瓶 10 瓶 / 箱	1000mL / 瓶 6 瓶 / 箱		
起订量	1 箱 (客户定制系列产品除外)							

白牌无菌  
液体试剂

白牌平价  
液体试剂

缓冲液  
预混粉末

工程菌培养基  
及耗材

核酸纯化耗材

合成工具  
Oligo

脱盐纯化  
柱/板

中性包装  
无菌无酶无热原  
耗材

微孔过滤  
耗材

筛板过滤  
耗材

样本收集  
及存储

多孔塑料滤芯

定制及OEM  
制造服务

## 无菌灌装生产能力

逗点生物提供卓越的无菌灌装解决方案，涵盖从原材料筛选到成品的全流程无菌保障：采用 LC/MS、GC/MS 技术严格检测原料，运用 ASB 和青木固一步法生物工艺包材确保无菌环境，并通过环氧乙烷灭菌、湿热灭菌、超滤除菌、辐照灭菌四种先进工艺满足多样化需求；同时，依托自动化无菌灌装技术实现高效精准生产，并严格把控渗透压、pH 值、内毒素、无菌性等性能检验，确保每一批次产品的高品质与安全性，以科技和专业守护无菌标准。



## 珠三角地区端到端完整冷链自有物流保障



# 02 缓冲液预混粉末定制及 OEM 服务

## 缓冲液预混粉末定制及 OEM 服务

逗点生物提供缓冲液预混粉末定制及 OEM 服务，提供多款预混粉末，如：PBS、DPBS、PBST、TBS、TBST、TG、TGS、MOPS、TBE、MES、WTB、TE、SSC、TAE 等。

- GMP 标准，全程可溯源
- 即取即用，无需计算、称量，简单方便
- 秒配溶液，快速溶解
- 基于逗点的基础配方或客户提供的配方定制服务

### 定制及 OEM 服务说明

1. 基于逗点生物标准配方选定；
2. 委托方明确成分的产品配方，具体详谈；
3. 委托方明确包装形式的产品定制，具体详谈

\* 请联系销售经理：18926533775。

产品形式和起订量：

类别	产品描述
细胞培养缓冲液预混粉末	PBS 缓冲液预混粉末 (pH 7.4)
	DPBS 缓冲液预混粉末 (pH 7.4, 不含钙、镁)
	Hanks 缓冲液预混粉末 (不含钙、镁)
基础缓冲液预混粉末	Tris-HCL 缓冲液预混粉末 (pH 7.0)
	Tris-HCL 缓冲液预混粉末 (pH 9.0)
	50 mM EDTA 缓冲液预混粉末 (pH 8.0)
	TAE 缓冲液预混粉末
	TBE 缓冲液预混粉末
电泳缓冲液预混粉末	Tris 甘氨酸电泳缓冲液预混粉末
	Tris-甘氨酸-SDS 电泳缓冲液预混粉末
	转膜缓冲液 预混粉末
	免冰浴快速转膜缓冲液预混粉末
	TRIS-MOPS 缓冲液预混粉末
	TRIS-MES 缓冲液预混粉末



类别	产品描述
洗涤缓冲液预混粉末	PBST 缓冲液预混粉末 (pH 7.4)
	TBS 缓冲液预混粉末 (pH 7.5)
	TBST 缓冲液预混粉末 (pH 7.5)
抗原修复缓冲液预混粉末	SSC 缓冲液预混粉末 (pH 7.0)
	柠檬酸钠抗原修复缓冲液预混粉末
样本保存缓冲液预混粉末	抗原修复液预混粉末
	Tris-EDTA 缓冲液预混粉末
	SM 缓冲液预混粉末
	溶菌酶缓冲液预混粉末

## 定制包装和规格

产品包装	中性铝箔袋	中性铝箔袋 中性标签	客户定制铝箔袋 中性标签	客户定制配方 客户定制铝箔袋 中性标签
可选规格				
包装规格	0.5L/ 袋 100 袋 / 包	1L/ 袋 50 袋 / 包	2L/ 袋 50 袋 / 包	10L/ 袋 50 袋 / 包
起订量	中性铝箔袋 (5000 袋) 客户定制产品 (总量 20000 袋)			

## 全产业链生产能力

原材料筛选 (LC/MS、GC/MS)、自动化分装、品质把控 (渗透压、pH、稳定性、干燥度)。



严格原料筛选



严格品质检验  
pH、渗透压、外观等



自动化分装



# 03 干粉培养基定制及 OEM 服务

## 干粉培养基定制

逗点生物提供干粉培养基定制 OEM 服务，针对客户定制配方，严苛质控，规模化生产保障产品一致性；支持小试→中试→规模化生产全流程配套，最快 7 天提供定制样品；包装规格灵活（250g/瓶），可定制标签、灭菌方式（如辐照）。

### 定制说明

逗点生物定制服务包含以下形式：

1. 基于逗点生物目录产品配方定制；
2. 委托方提供明确成分的培养基配方，具体详谈。

\* 请联系雷经理：18926533775。

产品形式和起订量：

类别	产品描述
干粉培养基	LB 肉汤培养基 (pH 7.0)
	LB 琼脂培养基 (pH 7.0)
	LB 肉汤培养基 (pH 7.5)
	LB 琼脂培养基 (pH 7.5)
	LB 肉汤培养基 (Lennox)
	LB 琼脂培养基 (Lennox)
	SB 培养基
	TB 培养基
	2×YT 培养基
	2×YT 琼脂培养基



## 定制包装和规格

包装形式	类型		起订量	包装规格
	粉末	颗粒		
 瓶装	√	√	20kg	250g
 桶装	√	√	10kg	10kg
 桶装	√	√	25kg	25kg


备注：如有特殊包装要求，需定制；\* 运费根据实际订单量详谈。

## 全产业链生产能力

- 原材料筛选
- 自动化分装
- 品质监控



严格来料检验




成品性能检验



自动化分装

# 04 精密注塑定制服务



逗点生物提供塑料柱管、多孔板的定制开模服务，如用于多肽合成的固相合成空柱、蛋白纯化的耐受中低压的层析空柱或高通量应用的 96 孔 /384 孔板，同时基于我们的多孔塑料技术平台，配套提供定制化的筛板，满足您灵活的定制需求。

## 定制流程 技术决定高度，追求永无止境



01

跟客户沟通定制需求，并要求提供样品或图纸；



02

客户样品分析，并跟客户确认关键参数；



03

根据开模情况及需求量进行报价，拟定开模合同；



04

收到客户付款后，出具详细的图纸并提供 3D 打印样品给客户；



05

客户确认样品后，正式开模打样，一般 30-60 个工作日提供正式样品；



06

样品确认，后续正式订单。



白牌无菌液体试剂

白牌平价液体试剂

缓冲液、混悬液、粉末

工程菌培养基及耗材

核酸纯化耗材

合成工具

脱盐纯化柱/板

中性包装、无酶、无热原耗材

微孔过滤耗材

筛板过滤耗材

样本收集及存储

多孔塑料滤芯

定制及 ODM 制造服务

# 客服中心提供一站式贴心服务

可通过电话、微信、官网、逗点商城、公众号、邮件等多种途径进行咨询。  
专业商务及技术人员将进行更加灵活、到位的对应。

各种诉求，可通过以下联系方式咨询

- ☎ 400-878-7248
- ☎ 13530493270
- 🌐 [www.commashop.cn](http://www.commashop.cn)
- ✉ [info@biocomma.com](mailto:info@biocomma.com)



逗点生物公众号



逗点商城



逗点 1688



逗点 震坤行



逗点 京东

HH-AE-01-004CH

深圳逗点生物技术有限公司  
Biocomma Limited

地址：深圳市龙岗区吉华街道甘坑社区甘李六路 12 号中海信创新产业城 12 栋 14 楼 1401-1406  
TEL: 400-878-7248 WEB: [www.biocomma.cn](http://www.biocomma.cn) EMAIL: [info@biocomma.com](mailto:info@biocomma.com)